



Reinraumtextil-Service vom Besten
verbindet Kompetenz mit Sicherheit.

Mietttextil-Service vom Besten.



www.salesianer.com

KOMPETENZ & FLEXIBILITÄT



Komplettes Sortiment

- Overalls
- Hauben
- Überstiefel
- Handschuhe
- Mäntel
- Kappen in passenden Größen

Verlässliche Ergebnisse

Geprüfter Erfolg der Dekontamination durch Particel counting in Anlehnung an ASTM F 51-68

Via Barcode gekennzeichnete Reinraumkleidung stellt Rückverfolgbarkeit und Dokumentation sicher.



Servicevorteile

- Kompetente Beratung
- Perfekte Versorgung
- Erprobte Logistik
- Umfassender Service
- Zertifizierte und validierte Prozesse



Optimale Unterstützung für Ihre Technologie

Sicherheit zählt

Verlässliche Partikelbarriere zwischen Mensch und Arbeitsplatz – darauf kommt es an. Für die Vermeidung von Partikelemissionen oder statischen Störungen, im speziellen Umfeld Ihrer Produktions- oder Forschungsstätte, stellt SALESIANER MIETTEX dekontaminierte und bei Bedarf sterilisierte Reinraumkleidung zur Verfügung.

Für unsere Kunden

Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Pharmaindustrie, Medizinprodukte-Herstellung, Mikroelektronik und Forschung. Das effiziente Miettextilsystem basiert auf Hightech-Gewebe, hoch spezialisierten Aufbereitungsprozessen und bewährter Logistik. SALESIANER MIETTEX bietet Ihnen die wirtschaftliche und kompetente Lösung.

Zertifizierungen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 50001, EN 14065, BS OHSAS 18001.



Aufbereitung

Wasseraufbereitung: Vollentsalztes (VE)
Wasser mittels zweistufiger Umkehrosmose-
Anlage: Leitwert $\leq 5 \mu\text{S}/\text{cm}$
Sterilfilter 0,2 μm

Reinraumklasse ISO 4 nach ISO 14644
Laminar Flow: 100% der Deckenfläche sind
mit ULPA-Hochleistungsschwebstoff-
Filtern ausgestattet

Sterilisation

Sterilisation bei 134°C/5 min.,
eigener Sterildampferzeuger, VE-Wasser
zur Sattedampferzeugung

Einschweißen in Sterilfolie bzw.
Polyäthylenfolie verhindert Kontamination
vor der Verwendung der Reinraumkleidung.



Auslieferung

Die Steriletikette zeigt erfolgreiche Steri-
lisation, Chargen-Nr., Datum und empfoh-
lene Aufbrauchfrist (90 Tage).


Dekontaminierte Reinraumkleidung in
PE-Folie für die Elektronikindustrie,
dekontaminiert und sterilisiert in zwei
Sterilfolien für die Pharmaindustrie.

Beste Bedingungen

SALESIANER MIETTEX unterstützt Ihren hochsensiblen Technolo-
giebereich. Von der Projektierung mit kompetenter Beratung bis zur
verlässlichen Versorgung in exakt definierten Zyklen. Delegieren Sie
Beschaffung und Bereitstellen der Reinraumkleidung an einen erfah-
renen Spezialisten. Unsere erprobte Aufbereitungs- und Logistikkette
sorgt für pünktliche Lieferung der gewünschten Ausstattung.

Für Wirtschaftlichkeit und Effizienz

Reinraumbedingungen bei SALESIANER MIETTEX erfüllen alle
relevanten Kriterien für optimale Aufbereitung. Laufende Tests und
Prüfungen nach dem Stand der Technik fordern höchste Maßstä-
be von Reinraumkleidung und Prozessen. So gewährleisten wir
konstante Qualität und verlässliche Einhaltung der vereinbarten
Parameter.



Gewebequalität Unsere Reinraumkleidung schützt Ihr Produkt vor Partikelabgabe durch die im Reinraum arbeitenden Personen. Eingewebte Karbonfasern verhindern negative Auswirkungen statischer Elektrizität.

Verarbeitung

Dichte Tunnelnähte mit eingefasstem Polyesterband; spezielle Nahtkonstruktion verbessert auch die Leitfähigkeit. Intelligente Details für mehr Sicherheit, Passform und Tragekomfort.



Tragekomfort

Konzentrierte Arbeit ist nur durch ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit möglich. Raglanschnitt für optimales Innenklima, Vermeidung von „Luftsäcken“ – richtig geschnittene Teile und Größen machen die Arbeit leichter.

Gewebe in Hightech

Bei der Auswahl der Gewebequalität gibt sich SALESIANER MIETTEX nur mit dem Besten zufrieden. Unabhängige Forschungsinstitute testen laufend die Materialqualität unter praxisnahen standardisierten Bedingungen. Dazu gehört die Anwendung von Methoden wie Helme-Drum oder einer Durchsaugmethode in Anlehnung an die ASTM F 51-68. Das Qualitätsverhalten bei zahlreichen Verwendungszyklen wird simuliert, um kontinuierlich höchste Standards zu gewährleisten.

Für höchste Ansprüche

Zu diesen strengen Qualitätstests gehören auch der Praxistest in der Body-Box (in Anlehnung an die IEST - RP - CC003.3) und in der Reinraumkabine. Die systematische Vorauslese des Equipments gibt Ihnen Sicherheit.



Overall

Unisex, Reißverschluss mit doppelt abgedeckter Leiste vorne, Stehkragen mit Druckknopfverschluss, Raglanschnitt, Strickbündchen an Armen und Beinen



Haube mit offenem Gesichtsfeld

Reißverschluss vorne, stufenlose Verstellmöglichkeit hinten durch Band mit Schnalle, ballonähnlicher Kopfaufsatz für längere Haare

Zwischenbekleidung Stretch

T-Shirt langarm, Ärmelabschluss gesäumt, angedeuteter V-Kragen; Hose lang bzw. Bermuda, Taillengummi mit Kordeldurchzug



Augenschlitzhaube

Vorgewölbter Mundbereich, stufenlose Verstellmöglichkeit hinten durch Band mit Schnalle, halbhoher Kopfaufsatz für längere Haare, Achselbänder



Zwischenbekleidung Gewebe

T-Shirt langarm, Ärmelabschluss mit Gummizug, Strickbundkragen mit V-Ausschnitt; Hose lang, Taillengummi mit Kordeldurchzug, zwei seitliche Eingriffstaschen, Beinabschluss mit Gummizug



Überziehtiefel

Reißverschluss vorne, Ristschnalle, antistatische Gummisohle mit Stoßbandumrandung, oben, am Saum des Schaftes, eine Kombination aus Band und Gummi sowie Verschlusslasche mit drei Verstellmöglichkeiten

Komplette Ausstattung, verlässlicher Service

Reinraumtextil-Service

- Bereitstellung und kundenspezifische Kennzeichnung
- Kleidung mittels Barcode EDV-gestützt erfasst
- Reinraumgerechtes Instandhalten
- Dekontaminieren und Trocknen
- Messen der Restpartikel an der Kleidung
- Falten, Sortieren und Einschweißen
- Sterilisieren (optional – Pharma)
- Liefern und Abholen in Transportboxen bzw. -containern

Für Ihren Fortschritt

- Zertifizierte und validierte Prozesse (externe Institute überprüfen jährlich die Einhaltung der geforderten Parameter)
- Zweimal im Jahr Begehung durch das Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie des Zentrums für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der Medizinischen Universität Wien



Österreich · Wien · Wiener Neustadt · St. Pölten · Asten · Grödig · Leogang · Kramsach · St. Johann · Pfaffenhofen · Mattersburg
Graz · Arnoldstein – Kroatien · Zagreb – Rumänien · Bucureşti · Sibiu · Braşov · Oradea – Slowakei · Bratislava · Piešťany
Slowenien · Ljubljana · Rogaška Slatina · Škofja Loka – Tschechien · Kralupy · Praha – Ungarn · Budapest · Szombathely

Kontaktieren Sie
unsere Reinraum-Spezialisten:

SALESIANER MIETTEX GmbH

1140 Wien, Linzer Straße 104–110

office@salesianer.com

www.salesianer.com

+43 1 981 32-0

Hotline 0800 20 24 30